

Separation



Leucosep™

有效且快速從周邊血液和骨髓

分離 淋巴細胞與周邊血單核細胞(PBMCs)

特色：

1. 可直接用全血分離
2. 透過多孔屏障簡易填充
3. 室溫15分鐘快速分離
4. 不需實驗室額外設備
5. 無標記分子的阻礙
6. 有效避免紅血球及顆粒球再次污染
7. 快速將紅血球和顆粒球與淋巴球分離
8. 可選擇已填充 Ficoll-Paque™ 分離基質
9. 可使用不同分離液



Cat.-No.	163 288	163 290	227 288	227 290
Volume [ml]	12	12	50	50
Separation medium	+/-pre-filled with Ficoll-Paque™	-	+/-pre-filled with Ficoll-Paque™	-
Sample volume	3 – 8 ml blood	3 – 8 ml blood	15 – 30 ml blood	15 – 30 ml blood



保吉生化學股份有限公司
BIO-CHECK LABORATORIES LTD.

台北 | (02) 2246-7799
台中 | (04) 2371-9412
台南 | (06) 238-9287
高雄 | (07) 222-9968