

體驗全球過濾專家 **PALL** 的精準品質！現在就是好時機！

三大應用
滿額再送

新朋友專案禮

滿一萬元
再送兩仟

11/30止

蛋白質濃縮純化

Minimate™ 過濾匣

切流式濃縮純化系統
對應大量樣本
適用樣本量
60mL~ 1L



PALL

Life Sciences

無菌過濾

Acrodisc® 小飛碟無菌針筒過濾器

高流速型
單一無菌包裝
高效率過濾分離
做實驗快又準



PALL

Life Sciences

Nanosep™

離心式濃縮純化管
適用樣本量
50-500 µl




PALL

Life Sciences

Microsep™

離心式濃縮純化管
適用樣本量
0.5-5 mL



PALL

Life Sciences

Macrosep™

離心式濃縮純化管
適用樣本量
5-20 mL



PALL

Life Sciences

Jumbosep™

離心式濃縮純化管
適用樣本量
20-60 mL



PALL

Life Sciences

層析樣本前處理

wwPTFE通用型針筒過濾器

可過濾
腐蝕性溶劑
水溶液



PALL

Life Sciences

wwPTFE通用型過濾膜

可過濾
腐蝕性溶劑
水溶液




PALL

Life Sciences

分生應用轉印膜

材質堅韌較不易破損
適用核酸與蛋白質分析



PALL

Life Sciences



訂閱電子報
不定期限時
優惠與活動



保吉生化學股份有限公司
BIO-CHECK LABORATORIES LTD.

台北 | (02) 2246- 7799
台中 | (04) 2371- 9412
台南 | (06) 238- 9287
高雄 | (07) 222- 9968



www.BIO-CHECKLIFE.com.tw

Nanosep™ 濃縮純化管

Centrifugal Devices



- sample volume 50-500 µL

型號	規格	規格	包裝
OD003C35	OMEGA	3K	25 ea/pk
OD010C35	OMEGA	10K	25 ea/pk
OD030C35	OMEGA	30K	25 ea/pk
OD100C35	OMEGA	100K	25 ea/pk
OD300C35	OMEGA	300K	25 ea/pk
ODM02C35	OMEGA	0.2 µm	25 ea/pk
ODM45C35	OMEGA	0.45 µm	25 ea/pk
ODPTFE02C34	wwPTFE	0.2 µm	100 ea/pk
ODPTFE04C34	wwPTFE	0.45 µm	100 ea/pk
ODPTFE02C35	wwPTFE	0.2 µm	25 ea/pk
ODPTFE04C35	wwPTFE	0.45 µm	25 ea/pk
ODNABC34	NAB Device		100 ea/pk



Microsep™ 濃縮純化管

Centrifugal Devices

- sample volume 0.5-5 mL

型號	規格	規格	包裝
MCP001C46	OMEGA	1K	10 ea/pk
MCP003C46	OMEGA	3K	10 ea/pk
MCP010C46	OMEGA	10K	10 ea/pk
MCP030C46	OMEGA	30K	10 ea/pk
MCP100C46	OMEGA	100K	10 ea/pk
MCPM02C68	OMEGA	0.2 µm	10 ea/pk
MCPM45C68	OMEGA	0.45 µm	10 ea/pk



Macrosep™ 濃縮純化管

Centrifugal Devices

- sample volume 5-20 mL

型號	規格	規格	包裝
MAP001C38	OMEGA	1K	10 ea/pk
MAP003C38	OMEGA	3K	10 ea/pk
MAP010C38	OMEGA	10K	10 ea/pk
MAP030C38	OMEGA	30K	10 ea/pk
MAP100C38	OMEGA	100K	10 ea/pk



Jumbosep™ 濃縮純化管

Centrifugal Devices



- sample volume 20-60 mL

型號	規格	包裝
FD000K65	STARTER KIT	4 ea/pk
FD003K65	3K	4 ea/pk
FD010K65	10K	4 ea/pk
FD030K65	30K	4 ea/pk
OD003C65	INSERTS 3K	4 ea/pk
OD010C65	INSERTS 10K	12 ea/pk
OD030C65	INSERTS 30K	12 ea/pk
OD100C65	INSERTS 100K	12 ea/pk
OD300C65	INSERTS 300K	12 ea/pk



Minimate™ 過濾匣

TFF Capsules

型號	規格	規格	包裝
OA001C12	OMEGA	1K	1 ea/pk
OA003C12	OMEGA	3K	1 ea/pk
OA005C12	OMEGA	5K	1 ea/pk
OA010C12	OMEGA	10K	1 ea/pk
OA030C12	OMEGA	30K	1 ea/pk
OA050C12	OMEGA	50K	1 ea/pk
OA070C12	OMEGA	70K	1 ea/pk
OA100C12	OMEGA	100K	1 ea/pk
OA300C12	OMEGA	300K	1 ea/pk
OA500C12	OMEGA	500K	1 ea/pk
OA990C12	OMEGA	1000K	1 ea/pk



• 搭配MinimateEVO系統

Acrodisc®無菌針筒過濾器

Syringe Filters

已滅菌 獨立包裝

【Supor® membrane】

• 兩倍單位面積孔隙度，提高過濾量，延長過濾器使用壽命。

型號	規格	包裝
4612	25 mm 0.2 µm SUPOR	50 ea/pk
4614	25 mm 0.45 µm SUPOR	50 ea/pk
4618	25 mm 0.8 µm SUPOR	50 ea/pk
4602	13 mm 0.2 µm SUPOR	75 ea/pk
4604	13 mm 0.45 µm SUPOR	75 ea/pk
4608	13 mm 0.8 µm SUPOR	75 ea/pk
*MSTG25E3	25 mm 0.2 µm E Membrane	1 ea/pk

*使用Mustang® E Membrane用於去除內毒素



層析樣本前處理 HPLC 應用首選

【wwPTFE Membrane】

• 蛋白與核酸濃縮純化、分子片段分離

【小飛碟】

型號	規格	包裝
6614563	OEM 13 mm 0.45 µm	100 ea/pk
6614567	OEM 13 mm 0.2 µm	100 ea/pk
6604562	Vprep 25 mm 0.2 µm	100 ea/pk
6604566	Vprep 25 mm 0.45 µm	100 ea/pk

【過濾膜】

型號	規格	包裝
60548	0.45 µm 47 mm	50 ea/pk
60550	0.45 µm 50 mm	50 ea/pk
60551	0.45 µm 90 mm	75 ea/pk



轉印膜 Western Blot 必需品

Transfer Membrane

• 0.2 µm 粒徑分布可得到較好的敏感度、解析度及較低的背景值。材質堅韌較不易破損；可用在核酸與蛋白質分析上。

型號	規格	包裝
66485	BioTrace™ NT Nitrocellulose NC 轉印膜	30cm×3m roll/pk
BSP0161	FluoroTrans® PVDF 轉印膜 0.2µm	26cm×3.3m roll/pk



切流式濃縮純化系統

Minimate™ EVO TFF system

- 樣本量/ 60mL-1L, 含濾匣一支。
- 1機多用, 濃縮過濾透析。
- 即插即用, 重複使用。
- 適用蛋白、病毒、核酸、細胞液

型號	規格
OAPMPUNV	Minimate™ EVO 0.5~1L TFF 純化系統



VacuCap®連續式瓶頂過濾器

Centrifugal Devices

- 搭配真空幫浦使用流速型。
- 真空無菌過濾。
- 大體積過濾 (100 mL – 5 L)

型號	規格	包裝
4621	0.1 µm 去除黴漿菌型	10 ea/pk
4622	0.2 µm, 90mm	10 ea/pk
4624	0.45 µm, 90mm	10 ea/pk

獨立包裝



AcroPrep™ 24-well 過濾孔盤

AcroPrep™ Filter Plate

- 樣本量/ 最大可達7 ml
- 搭配Vacuum pump(PALL#5017)或離心機使用
- 可同時進行細胞澄清與無菌過濾, 塑膠耗材減少7倍!
- 個別搭載Omega與Supor membrane適合各種樣本應用

NEW

環保減塑



【Omega membrane】

- 蛋白與核酸濃縮純化、分子片段分離

型號	規格	規格	包裝
97049	OMEGA	1K	8 ea/pkg
97050	OMEGA	1K	2 ea/pkg
97051	OMEGA	3K	8 ea/pkg
97052	OMEGA	3K	2 ea/pkg
97053	OMEGA	10K	8 ea/pkg
97054	OMEGA	10K	2 ea/pkg
97055	OMEGA	30K	8 ea/pkg
97056	OMEGA	30K	2 ea/pkg
97057	OMEGA	50K	8 ea/pkg
97058	OMEGA	50K	2 ea/pkg
97059	OMEGA	100K	8 ea/pkg
97060	OMEGA	100K	2 ea/pkg

【Supor membrane】

- 樣品製備、減少Mycoplasma汙染、蛋白純化、無菌過濾

型號	規格	規格	包裝
97029	Supor	0.1 µm	8 ea/pkg
97030	Supor	0.1 µm	2 ea/pkg
97031	Supor	0.45 µm	8 ea/pkg
97032	Supor	0.45 µm	2 ea/pkg
97033	Supor	0.8 µm	8 ea/pkg
97034	Supor	0.8 µm	2 ea/pkg
97035	Supor	1.2 µm	8 ea/pkg
97036	Supor	1.2 µm	2 ea/pkg
97047	Supor	5 µm	8 ea/pkg
97048	Supor	5 µm	2 ea/pkg
97017	Supor EKV	0.2 µm	8 ea/pkg
97027	Supor EKV	0.2 µm	2 ea/pkg

核酸萃取管柱 高效率結合DNA/RNA

NAB Nanosep®

- Silica base提升DNA&RNA連結
- Plasmid DNA/ Genomic DNA
- Total RNA 另可搭配萃取試劑組

型號	規格	包裝
ODNABC34	NAB Device	100 ea/pk

